

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Março de 2020, Acresce IVA à taxa legal em vigor

<p>Invacare® Comet® CE</p> <p>Código ISO 12 23 03</p> <p>Scoter de 4 rodas equipada com assento giratório e deslizante, apoio de cabeça, apoio de braços reguláveis e coluna de direcção regulável em ângulo e volante ergonómico, ecrã LCD com informação e programação, travão de mão, rodas com pneumáticos de 13"; suspensão avançada nas rodas dianteiras e suspensão traseira ajustável, sistema de luzes LED, incluindo luz de travão, alavanca de engate e desengate do motor e cesto dianteiro.</p> <p>Peso máximo utilizador de 160 kg / 220 kg para Comet Ultra.</p>	<p>Data:</p> <p>Ortopedia:</p> <p>Nome Utilizador:</p> <p>Nº da Encomenda:</p>
--	--

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
AGE0094	Comet PRO, 15 km/ h	NC 1283, 2404 2.975,00
AGE0095	Comet Alpine+, 10km/h; motores mais potentes	NC 1278, 2404 3.300,00
AGE0096	Comet Ultra, 10 km/h; motores mais potentes, versão Heavy Duty	NC 1278, 1364 3.300,00
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS INCLUEM:		
	Sistema de luzes com pisca e luz de travagem Assento giratório, deslizante e ajustavel em altura (c/ (ferramentas) ; inclui apoio de cabeça Volante ergonómico e coluna de direcção Cesto dianteiro	
TIPO DE MOTOR		
AGE1283	10 km/h	NC 0094 <input type="radio"/>
AGE1278	<input checked="" type="checkbox"/> 15 km/h	NC 0095, 0096 <input checked="" type="checkbox"/>
RODAS		
AGE2461	<input checked="" type="checkbox"/> Rodas 13" pneumáticas, pretas	<input checked="" type="checkbox"/>
AGE2462	Rodas 13" maciças, pretas	<input type="radio"/>
AGE2463	Rodas 13" pneumáticas, baixo perfil, pretas	NC 0096 200,00
BATERIAS		
AGE1249	<input checked="" type="checkbox"/> Baterias 75 Ah AGM	<input checked="" type="checkbox"/>
AGE1364	Baterias 73,5 Ah Gel	150,00
CARREGADOR		
AGE1343	<input checked="" type="checkbox"/> Carregador OptiCharger 8A	<input checked="" type="checkbox"/>
AGE1388	Carregador 8A Gi	<input type="radio"/>
TIPO DE ASSENTO		
AGE2402	<input checked="" type="checkbox"/> Assento Deluxe 20"	NC 0096 <input checked="" type="checkbox"/>
AGE2403	Assento Premium 20" (encosto mais alto, mais contorno lombar; assento mais profundo e com maior estabilidade lateral)	NC 0096 250,00



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

AGE2404	◆ Assento Ultra 26" (Sempre em combinação com Comet Ultra AGE0096)	NC 0094, 0095	Comet Ultra		
ESCOLHA a cor das carenagens (6 peças)					
AGE0229	Branco		○		
AGE0257	Verde		○		
AGE0256	◆ Azul alium		◆		
AGE0255	Cinza		○		
AGE2470	Vermelho Garnet		○		
AGE2472	Beige		95,00		
AGE2473	Bronze		95,00		
AGE2474	Vermelho carmim		95,00		
AGE0236	Azul elétrico		95,00		
AGE2475	Cromado		95,00		
AGE2476	Mosaico - Tons de vermelho		95,00		
AGE2477	Mosaico - Tons de azul		95,00		
AGE2478	Mosaico - Tons de branco		95,00		
Escolha os ACESSÓRIOS (FORNECIDO EM CONJUNTO COM A SCOOTER, SEM MONTAGEM)					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMET PRO	COMET ALPINE+	COMET ULTRA	P.R.P
SP1518241	Espelho retrovisor direito/esquerdo	●	●	●	22,00
AP1637911	Espelhos retrovisores versão Deluxe (Novidade) (par)	●	●	●	100,00
SP1572971	Suporte para botija de oxigénio (nc : 1505727, 1505728, 1505731) NOTA: CONFIRMAR DIMENSÕES DA GARRAFA DE OXIGÉNIO	●	●	●	60,00
SP1505728	Suporte para andadeira (nc : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274) NOTA: CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM A SUA ANDADEIRA	●	●	●	60,00
SP1553851	Suporte para andarilho (nc: 1505727, 1505729, 1505731, 1528274) NOTA: CONFIRMAR COMPATIBILIDADE COM O SEU ANDARILHO	●	●	●	195,00
SP1528274	Suporte para canadianas ou bengalas (nc : 1505727; 1505728)	●	●	●	45,00
SP1505727	Cesto traseiro (nc : 1528274, 1505729, 1505728, 1505731)	●	●	●	50,00
SP1505731	Mochila para transporte objetos (nc : 1505727, 1505728, 1505729)	●	●	●	95,00
SP1518240	Cobertura de armazenamento Comet	●	●		75,00
AP1521684	Cobertura do assento	●	●	●	80,00
SP1521595	Porta-bagagens dianteiro (cinza)	●	●		120,00
SP1521661	Porta-bagagens dianteiro (azul onyx)	●	●		120,00
SP1543160	Pára-brisas	●	●	●	140,00
SP1518274	Cinto pélvico com auto-lock	●	●	●	35,00
SP1521594	Suporte para copo	●	●	●	40,00
SP1641608	Kit de carregamento externo 8A	●	●	●	120,00
AP1528298	Pára-choques dianteiro Comet	●	●	●	60,00
AP1638967	Pára-choques traseiro Comet	●	●	●	60,00
AP1637915	Cesto dianteiro XL	●	●	●	50,00
SP1637910	Caixa de armazenamento dianteira com chave de bloqueio (preto)	●	●	●	150,00
SP1637913	Caixa de armazenamento traseira com chave de bloqueio (preto)	●	●	●	100,00
SP1637917	Adaptador USB	●	●	●	90,00
SP1637912	Suporte para telemóvel	●	●	●	50,00
AP5370157	Contador de tempo de utilização	●	●	●	75,00
PREÇO TOTAL					



AGE0257



AGE2473



AGE2470



AGE2471



AGE0229



AP1521684

