






## Guia de escolha de andarilhos

|                                       | <i>Invacare Actio 2</i>  | <i>Invacare Delta</i>   | <i>Invacare Banjo</i>   | <i>Dolomite Legacy</i>   | <i>Dolomite Jazz I</i>  | <i>Dolomite Jazz II</i>  |
|---------------------------------------|--|---|---|--|---|--|
|                                       |                     |  |  |  |  |                   |
| Travões                               |  | cabos   | cabos   | cabos  | cabos não visíveis  | cabos não visíveis   |
| Travões de parque                     | Não  | Sim   | Sim   | Sim  | Sim   | Sim  |
| Assento                               | Rebatível e Almofadado   | Não   | Rebatível e rígido  | Rebatível e rígido   | Flexível e Dorável  | Rígido, almofadado e dobrável  |
| Tira de encosto                       | Não  | Não   | Não   | Opcional   | Opcional  | Opcional   |
| Cesto                                 | Não  | Sim   | Sim   | Sim  | Sim   | Sim  |
| Tabuleiro                             | Não  | Sim   | Sim   | Sim  | Não   | Não  |
| Dobrável                              | Sim  | Sim   | Sim   | Sim  | Sim   | Sim  |
| Mantem-se na posição vertical dobrado |  Não                | Sim   | Não   | Não  | Sim   | Sim  |
| Largura total                         |  550 mm            | 670 mm  | 600 mm  | 600 mm   | 620 mm  | 595 mm   |
| Profundidade total                    |  630 mm           | 600 mm  | 690 mm  | 710 mm   | 680 mm  | 690 mm   |
| Altura total                          |  de 740 a 1000 mm | de 810 a 940 mm   | de 710 a 980 mm   | 840 - 930 mm   | de 750 a 970 mm   | 750-1000 mm<br>versão 610<br>650-800mm<br>versão 510<br>610 mm<br>versão 610<br>510 mm<br>versão 510 |
| Altura assento/ chão                  |  550 mm           | Não tem assento   | 610 mm  | 620 mm   | 600 mm  | 610 mm<br>versão 610<br>510 mm<br>versão 510   |
| Largura entre rodas                   |  380 mm           | 460 mm  | 440 mm  | 460 mm   | 440 mm  | 510 mm   |
| Largura entre punhos                  |  410 mm           | 450 mm  | 410 mm  | 400 mm   | 420 mm  | 450 mm   |
| Diâmetro das rodas                    |  110 mm           | 190 mm  | 190 mm  | 200 mm   | 200 mm  | 200 mm   |
| Largura total encartado               |  120 mm           | 600 mm  | 260 mm  | 220 mm<br>versão 520<br>260 mm<br>versão 600                                       | 290 mm  | largura 215 mm   |
| Peso                                  |  5 kg             | 6 kg  | 9 kg  | 7,1 kg versão 520<br>7,4 kg versão 600   | 7.7 kg  | 7.8 kg versão 610<br>7.5 kg versão 510   |
| Peso max. utilizador                  |  130 kg           | 135 kg  | 130 kg  | 125 kg   | 130 kg  | 150 kg   |

## Cor do chassis

**Actio/2:**  
RAL 9006



**Delta:**  
Bordeaux



**Banjo:** Cinza



**Jazz I e II:**  
cinza antracite



**Legacy:**  
azul

