

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Março 2020, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Kits elétricos

CE

VIAMOBIL ECO V14
SCALAMOBIL S35 / S38
SCALACOMBI S36
SCALACOMBI ECO

Data:

Ortopedia:



Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:


 Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
Kits elétricos Alber para cadeiras manuais		
Nota: dispositivos Alber sempre sujeitos a confirmação de compatibilidade com os diferentes modelos de cadeiras de rodas		
1489118	VIAMOBIL ECO V14	2,100.00
	Código ISO 12 22 12 (a ser prescrito em conjunto com cadeira de rodas) Kit motorizado completo para aplicação na parte posterior da cadeira Comando programável com sistema de condução ergonómico, bateria 7,2 Ah com caixa de proteção e extração rápida, carregador de bateria Velocidade máxima de 5 km/h; Autonomia: 12 km Peso total do sistema: 18,5 kg Peso máximo do utilizador: 120 kg	◆
DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA		
Modelo:		
Nº Serie:		
Largura de assento:		
Tamanho da roda:		
Altura traseira:		
1489343	Kit de fixação standard (opção obrigatória) - definir para que cadeira	240,00
1489339	Rodas anti-volteio (par), DE USO RECOMENDADO se a cadeira não estiver equipada	220,00
BATERIAS		
1489197	Baterias adicionais 12V/7,2 Ah	260,00
ACESSÓRIOS E OPÇÕES		
1466421	Rodas anti-furo (rodas para a cadeira)	150,00
MONTAGEM	Montagem em cadeiras de rodas já existentes	160,00
1467084	Montagem em conjunto com Scalamobil (obrigatório nº encomenda e nº série Scalamobil)	160,00
Montagem - seleccionar uma opção:		
	Cadeira com travões de acompanhante	<input type="radio"/>
	Cadeira com basculação	<input type="radio"/>
	Posição das rodas traseiras - seleccionar uma opção:	
	1 - atrás	<input type="radio"/>
	2 - centro	<input type="radio"/>
	3 - frente	<input type="radio"/>
MONTAGEM	Montagem em cadeiras de rodas já existentes	220,00

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
TREPADORES DE ESCADAS		
DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA		
Modelo:		
Nº Serie:		
Largura de assento:		
1520415	SCALAMOBIL S35 trepa-degraus móvel	5.420,00
	Código ISO 18 30 12 - Trepador de Escadas completo com punhos de condução facilmente destacáveis, baterias integradas. Sistema de travagem automático em cada degrau. Sistema eletrónico inteligente IQ; 7 programas de condução à escolha Altura máxima superada de cada degrau: 20 cm Carregador de baterias incluído Peso máximo do utilizador: 140 kg	
1521111	SCALAMOBIL S38 trepa-degraus móvel	5.950,00
	Código ISO 18 30 12 - Mesmas características do que o S35, mas supera degraus até 25 cm de altura	
A seleção de um tipo de suporte é obrigatória:		
1457771	Suporte de fixação standard p/ S35 e S38	250,00
1466672	Suporte especial para cadeiras conforto	550,00
1457765	Suporte especial p/ cadeiras pediátricas ou de adulto estreitas (28-38 cm) e peso máx. uti. de 60 kg	350,00
Sistemas de transferência para aplicar no Scalamobil		
1457913	Scalachair X3 rígida	750,00
Cadeira de interior dobrável com encaixes integrados p/ Scalamobil		
1520414	Scalaport X7 (p/ Scalamobil S35)	1.100,00
	Código ISO 18 30 12 - Kit de adaptação universal para cadeiras de rodas com largura de assento entre 35 cm e 55 cm. Acessório que permite usar o Scalamobil, sem necessidade de extrair as rodas nem montar suportes de fixação na cadeira de rodas. Apenas será necessário remover as rodas anti-volteio. Recomendado em lugares públicos	
1490526	Kit adaptação encosto Scalaport (para cadeiras c/ largura de encosto de 25 a 40 cm)	60,00
MONTAGEM	Montagem em cadeiras de rodas já existentes	220,000
1520417	SCALACOMBI S36	5.700,00
	Código ISO 18 30 12 Trepador de Escadas com assento rebatível integrado; altura máxima do degrau: 20 cm Trepador móvel	
Acessórios Scalamobil e Scalacombi		
1520455	Apoio de cabeça para Scalamobil S35 e Scalacombi S36	175,00
1456343	Cinto de segurança (p/ cadeira de rodas ou Scalachair)	80,00
1456345	Jogo de cintos completo com arnês e cinto de pés p/ Scalachair X3 (NC p/ Scalacombi S36)	150,00
1456850	Punhos de empurrar para Scalachair X3, par	150,00
1457914	Apoio de cabeça para Scalachair X3	170,00
1519747	Par de rodas anti-volteio p/ cadeira de rodas (tem de ser removido para usar o Scalamobil)	300,00
1467584	Kit para transporte das rodas da cadeira no Scalamobil (especificar diâmetro do tubo do chassis da cadeira)	250,00
1520389	Pack de baterias adicionais para Scalamobil S35 ou Scalacombi S36	250,00
1520413	Carregador de baterias para uso no automóvel	350,00
1519689	SCALACOMBI ECO	4.150,00
	Código ISO 18 30 12 - Trepador de escadas standard, c/ unidade de assento incorporada, punhos reguláveis em altura e ergonómicos p/ máximo conforto, bateria 24V / 3,4 Ah Trepador 12 degraus / minuto - altura do degrau: até 20 cm Autonomia: 200 degraus Peso total do sistema: 31 kg (desmonta-se em elementos compactos) Peso máximo do utilizador: 120 kg	◆
1456343	Cinto de segurança com estabilização pélvica	60,00
1519757	Apoio de cabeça	180,00



1520415 / 1521111



1520414



1519689