

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de julho de 2020, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Scorpius™



Micro Scooter de encarte, compacta e versátil Código ISO 12 23 06

Scooter de mobilidade de 4 rodas maciças de 8" equipada com sistema de encarte manual (3 passos) ou automático (através de comando remoto); Assento almofadado com sistema rotativo a 360° e regulável em altura e encosto almofadado rebatível sobre o assento; Apoio de Braços rebatíveis e reguláveis em altura e largura. Coluna de condução ajustável em altura com comandos de direção à esquerda e direita; Painel com botões de regulação de velocidade e luzes dianteiras e traseiras LED (painel touch Led na versão automática)
 Baterias de Lítio de 11,6Ah; Velocidade 8 km/h; Motores: 250 W.
 Vários acessórios disponíveis



Peso do produto sem baterias : 27,2kg & 28kg.
 Peso máximo utilizador 115 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
Invacare® Scorpius - Sistema de Encarte Manual		
1654762	Invacare® Scorpius® 4 rodas 8 km/h - branco	2.650,00
1661582	Invacare® Scorpius® 4 rodas 8 km/h - vermelho	2.650,00
Invacare® Scorpius - Sistema de Encarte Automático		
1654776	Invacare® Scorpius® -A 4 rodas 8 km/h - branco	2.950,00
1661580	Invacare® Scorpius® -A 4 rodas 8 km/h - vermelho	2.950,00
ACESSÓRIOS		
SP1655287	Bolsa frontal	75,00
SP1655288	Bolsa de transporte, instalada no encosto *Brevemente	95,00
SP1655289	Bolsa de Transporte, instalado debaixo do assento	90,00
SP1655309	Cinto de Segurança	35,00
SP1655286	Bateria Extra 24V - 17,4 Ah Lítio	650,00
SP1656435	Capa de Armazenamento Scorpius	75,00
SP1655312	Comando remoto extra (Apenas para versão Automática)	40,00
PREÇO TOTAL		



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.