

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de fevereiro de 2019, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare<sup>®</sup> Action<sup>5</sup> Junior**



**Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas**

Cadeira de rodas manual liga leve em alumínio, tamanho pediátrico com sistema de encarte horizontal por estrutura em H de fácil manuseio para transporte; Altura e ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, encosto com ângulo 90° (rebatível como opção) e com estofo ajustável em tensão, punhos compridos ou curtos; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis, protetores de roupa em composto (com ou sem rebordo, em alternativa aos apoios de braço); apoios de pés individuais a 70°, 80° ou 90° rebatíveis ou fixos, ajustáveis em altura, com cinto de pernas incluído.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**            **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
SJA004	Action5 junior	1.595,00
<b>ESPECIAL</b>		
N	Configuração Standard (NC: 6099)	◆
SJASPEC	Especial	
<b>TIPO DE CHASSIS</b>		
SJA0200	Rebatível (NC: 3230, 3440, 3450)	○
SJA0210	Fixo a 80° (NC: 3010, 3020, 3030, 3050, 3110, 3120, 3130, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	◆
<b>TIPO DE PROPULSÃO</b>		
SJA0300	Auto-propulsão	◆
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>		
SJA1000	Largura assento 30,5 cm      peso máximo: 100 kg (NC: 3400)	○
SJA1010	Largura assento 33 cm      peso máximo: 100 kg (NC: 3400)	○
SJA1020	Largura assento 35,5 cm      peso máximo: 130 kg	◆
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
SJA1100	Profundidade assento 35 cm      (NC: 7080, 7090, 7100, 7110, 7600, 7610)	○
SJA1110	Profundidade assento 37,5 cm      (NC: 1270, 7600)	○
SJA1120	Profundidade assento 40 cm      (NC: 1270)	◆
SJA1130	Profundidade assento 42,5 cm	○
SJA1140	Profundidade assento 45 cm	○
SJA1170	Profundidade assento ajustável de 35 a 40 cm      (NC: 1510, 7600)	60,00
SJA1180	Profundidade assento ajustável de 40 a 45 cm      (NC: 1510)	60,00
<b>ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRA</b>		
SJA1200	Altura assento 36 cm      (NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3420, 3430, 3450, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110)	○
SJA1210	Altura assento 38,5 cm      (NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3430, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110, 3430)	○
SJA1220	Altura assento 41 cm      (NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7090, 7100, 7110)	○
SJA1230	Altura assento 43,5 cm      (NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○
SJA1240	Altura assento 46 cm      (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	◆
SJA1250	Altura assento 48,5 cm      (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJA1260	Altura assento 51 cm      (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)	○
SJA1270	Altura assento 53,5 cm      (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7055, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100)	○
<b>ALTURA DO ASSENTO TRASEIRA</b>		
SJA1300	Altura assento 36 cm      (NC: 7250, 7260)	○
SJA1310	Altura assento 38,5 cm	○
SJA1320	Altura assento 41 cm	○
SJA1330	Altura assento 43,5 cm	◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJA1340	Altura assento 46 cm	◆
SJA1350	Altura assento 48,5 cm (NC: 7200, 7210)	○
SJA1360	Altura assento 51 cm (NC: 7200, 7210, 7230, 7240, 7244)	○
<b>TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO</b>		
SJA1500	Tela em nylon ajustável em profundidade (- 50 mm/ -2")	○
SJA1510	Nylon fixo	◆
SJA1520	Regulável em tensão e profundidade - 50 mm	60,00
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TIPO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO</b>		
SJA2000	Fixo 90° vs base do assento	◆
SJA2010	Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	95,00
SJA2020	Rebatível e Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	125,00
<b>ENCOSTO FIXO EM ALTURA (tela ajustável em altura)</b>		
SJA2130	Fixo, 7°, altura 30cm, com punhos curtos fixos (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJA2140	Fixo, 7°, altura 32,5cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJA2143	Fixo a 7°, altura 35cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	◆
SJA2150	Fixo a 7°, altura 37,5cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJA2153	Fixo a 7°, altura 40cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
<b>TUBO ENCOSTO REGULÁVEL EM ALTURA (TELESCÓPICO)</b>		
SJA2300	Ajustáveis 36-40cm, definidos a 40cm	95,00
SJA2310	Ajustáveis 41-49cm, definidos a 45 cm	95,00
<b>TIPO DE PUNHOS P/ ENCOSTO TELESCÓPICO</b>		
SJA2400	Sem punhos, fixos a 7° (NC: 9100, 9200)	○
SJA2410	Montados na traseira, fixos a 7°	145,00
SJA2420	Integrados (telescópico ajustável)	75,00
<b>TIPO DE ESTOFO</b>		
SJA2510	Contour (tensão) ajustável em faixas, cobertura em nylon& mesh Com faixa refletora e bolso traseiro	◆
<b>APOIO PERNAS / PÉS</b>		
<b>APOIO DE PERNAS DIREITO</b>		
SJA3010	70° (NC: 3440, 3450)	○
SJA3020	80° (NC: 3440, 3450)	○
SJA3030	90° (NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7090, 7100, 7110)	○
SJA3050	Apoio para amputado direito (NC: 3200, 3210, 3230, 8100, 8120, 9400)	140,00
<b>APOIO DE PERNAS ESQUERDO</b>		
SJA3110	70° (NC: 3440, 3450)	○
SJA3120	80° (NC: 3440, 3450)	○
SJA3130	90° (NC: 3300, 3440, 3450, 7080, 7090, 7100, 7110)	○
SJA3150	Apoio para amputado esquerdo (NC: 3300, 3310, 5400, 8100, 8120, 9400)	140,00
<b>APOIO PÉS DIREITO</b>		
SJA3200	Patim rebatível direito (NC: 3410) (inclui calcanheiras)	◆
SJA3210	Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcanheiras)	40,00
SJA3230	Patim único rebat. regulável em Âng. E Prof. (NC: 3400, 3410, 3420, 3430)	150,00
<b>APOIO PÉS ESQUERDO</b>		
SJA3300	Patim rebatível esquerdo (NC: 3410) (inclui calcanheiras)	◆
SJA3310	Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcanheiras)	40,00
<b>TUBO DO PATIM</b>		
SJA3400	Chassis Rebateável, tubo do patim, posição subida LLL= 160 a 375 mm (NC: 9400)	80,00
SJA3410	Chassis Rebateável, tubo do patim curto LLL= 285 a 375 mm	50,00
SJA3420	Chassis Rebateável, tubo do patim standard LLL = 295 a 420 mm	○
SJA3430	Chassis Rebateável, tubo do patim longo LLL= 400 a 525 mm	50,00
SJA3440	Chassis Fixo, tubo standard LLL= 320 a 460 mm	○
SJA3450	Chassis Fixo, tubo longo LLL= 360 a 500 mm	50,00
<b>APOIO DE BRAÇOS</b>		
<b>PROTETORES DE ROUPA</b>		
SJA3750	Protetores de roupa (NC: 4010, 4030, 4060, 4110, 4130, 4160)	◆
SJA3800	Protetores de roupa com rebordo removíveis (NC: 4010, 4030, 4060, 4110, 4130, 4160, 8160)	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO</b>		
SJA4010	Removível , regulável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJA4030	Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
SJA4060	Removível hemi (Nº4) Almof apoio braços hemi, dartex, 44 cm	125,00
<b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO</b>		
SJA4110	Removível , ajustável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJA4130	Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
SJA4160	Removível hemi (Nº4) Almof apoio braços hemi, dartex, 44 cm	125,00
<b>OPÇÕES ASSENTO</b>		
<b>TIPO DE ALMOFADA</b>		
SJA5000	Basic 50 mm/ 2", espuma em nylon& cobertura anti-slip	50,00
SJA5100	Clip para manter a cadeira encartada	◆
SJA5400	Cinto de pernas ajustável	○
SJA5500	Esticador dobrável	75,00
<b>CORES</b>		
SJA6000	Branco Pérola	○
SJA6010	Antracite	○
SJA6020	Azul pop	○
SJA6030	Vermelho escuro	○
SJA6040	Verde elétrico	○
SJA6050	Púrpura hipnótico	○
SJA6060	Cinza pérola	○
SJA6070	Preto mate	○
SJA6080	Amarelo intenso	◆
SJA6090	Laranja vibrante	○
SJA6099	Cor especial	sob consulta
<b>CORES ACCENT (placa de eixo da roda traseira, forqueta, capsulas da forqueta e do eixo da roda 7210/40 quando selecionada)</b>		
SJA6100	Cinza	◆
SJA6110	Azul	95,00
SJA6200	Rosa	95,00
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
SJA7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) Softroll	○
SJA7020	4" X 3/4" (100 X 20 mm) Maciço	○
SJA7030	4" X 1" (100 X 25 mm) Maciço, luzes integradas	60,00
SJA7040	4" X 1.3/8" (100 X 35 mm) Alu Softroll	90,00
SJA7055	5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço	◆
SJA7060	5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço, luzes integradas	60,00
SJA7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) Alu softroll	90,00
SJA7080	6" X 1" (150 X 25 mm) Maciço	○
SJA7090	6" X 1.1/4 (150 X 30 mm) Pneumático	○
SJA7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) Alu softroll	90,00
SJA7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) Maciço	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
SJA7200	22" (560 mm) Standard, jante raios cruzados (NC: 7310, 7320, 7410)	◆
SJA7210	22" (560 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7310, 7320, 7410, 8000, 8160)	160,00
SJA7230	24" (610 mm) Standard, jante raios cruzados (NC: 7320, 7330)	○
SJA7240	24" (610 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7410, 8000, 8160)	160,00
SJA7244	24" (610 mm) Rodas spinergy - preto (NC: 7300, 7305, 7410, 8000, 8160)	495,00
SJA7250	25" (635 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7300, 7305, 7310, 7410, 8000, 8160)	160,00
SJA7260	25" (635 mm) Rodas spinergy - preto (NC: 7300, 7305, 7310, 7410, 7420, 8000, 8160)	495,00
<b>TIPO DE PNEU</b>		
SJA7300	Maciça cinza 1.3/8" (35 mm)	○
SJA7305	Cinza pneumático 1.3/8" (35 mm) Block pattern	◆
SJA7310	HP Cinza e preto pneumático 1" (25 mm)	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJA7320	Schwalbe pneumático Marathon Plus Evo1" (25 mm)	150,00
<b>TIPO DE ARO MOTOR</b>		
SJA7400	Alumínio	◆
SJA7410	Aço inoxidável	○
SJA7420	Com cobertura anti-derrapante preta	50,00
<b>TIPO DE EIXO TRASEIRO</b>		
SJA7500	Extração rápida	◆
<b>POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
SJA7600	Muito ativa	○
SJA7610	Ativa	○
SJA7620	Médio-ativa	◆
SJA7630	Standard	○
<b>ÂNGULO DAS RODAS</b>		
SJA7700	0° camber	◆
SJA7710	1° camber	○
SJA7720	2° camber	○
SJA7730	3° camber	○
SJA7740	4° camber	○
<b>OPÇÕES DE CHASSIS</b>		
SJA8000	Par protetores de raios Exceto em preto para a roda cruzada standard 24" SJA7230	100,00
SJA8020	Bomba de ar - baixa pressão	◆
SJA8030	Bom de ar - alta pressão	95,00
<b>TIPO DE TRAVÕES</b>		
SJA8100	Push to lock (de empurrar)	◆
SJA8110	Pull to lock (de puxar)	○
SJA8120	Push to lock com extensão	○
SJA8130	Pull to lock com extensão	○
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
SJA8200	Kit de Transporte (inclui cinto pélvico) (NC: 8300)	75,00
SJA8300	Cinto pélvico (não almofadado)	30,00
HB435-S38-B2	Cinto pélvico 4 pontos Bodypoint, fivela metálica, ajuste central, tam. S, Cinch-Mount	140,00
HB235-S38-B2	Cinto pélvico 2 pontos Bodypoint, fivela metálica, ajuste central, tam. S, Cinch-Mount	120,00
<b>Para mais opções de cintos Bodypoint, por favor Consulte a Tabela PRP BODYPOINT</b>		
SJA8500	Rodas anti volteio traseiras dta. (NC: 9200)	90,00
SJA8550	Rodas anti volteio traseiras esq. (NC:9100)	90,00
SJA8600	Kit refletores (rodas)	○
<b>ACESSÓRIOS</b>		
SJA9000	Suporte canadianas	25,00
SJA9100	Ponteira traseira (esquerda)	30,00
SJA9200	Ponteira traseira (direita)	30,00
SJA9400	Suporte bagagem	90,00
<b>PREÇO TOTAL</b>		
<b>APPENDIX</b>		
		largura de assento mm
	mm	305   330   355   380   405   430   455   480   505   530
Prof. assento mm	350	x   x   x   x   x   x   x   x
	375	x   x   x   x   x   x   x   x
	400	x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
	425	x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
	450	x   x   x   x   x   x   x   x   x   x
	475	
500		x   x   x   x   x   x   x   x   x
x	Peso máx. Utilizador 100kg	
x	Peso máx. Utilizador 130kg	
		Roda dianteira em função da altura dianteira (FSTF)
	mm	360   385   410   435   460   485   510   535
Tamanho toda diant.	4"	x       x   x   x
	5"	x   x   x   x   x
	6"	x   x   x   x
	7"	x   x   x   x
		Roda Traseira em função da altura traseira (RSTF)
	mm	360   385   410   435   460   485   510
Tamanho toda tras.	22"	x   x   x   x   x
	24"	x   x   x   x   x   x
	25"	x   x   x   x   x   x

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.