

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de fevereiro de 2019, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Flo-tech® Solution Xtra **CE**

Código ISO 043303 - Almofada de posicionamento para prevenção de úlceras de pressão (risco elevado) constituída por uma base de espuma de elevada resiliência (HR) de 70 kg/m³ com tratamento UltraFresh (anti-microbiano), com bolsa de fluido compartimentada, de forma a assegurar a estabilidade da almofada e a correcta distribuição/alívio de pressão. Capa bi-elástica, impermeável para evitar a contaminação da espuma por agentes nocivos. Opção de acessórios de posicionamento, sistema modular para personalização da almofada.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição						P.R.P. €
Almofada Flo-Tech Solution Xtra peso máximo do utilizador 140 kg.							
CÓDIGO	LARGURA	PROFUND.	CÓDIGO	LARGURA	PROFUND.		P.R.P.
1528460	360 mm	330 mm	1529438	410 mm	510 mm		525,00
1528699	360 mm	360 mm	1529439	410 mm	530 mm		
1528700	360 mm	380 mm	1494441	430 mm	410 mm		
1528941	380 mm	360 mm	1487146	430 mm	430 mm		
1528942	380 mm	380 mm	1529443	430 mm	460 mm		
1494430	380 mm	410 mm	1529444	430 mm	480 mm		
1494431	380 mm	430 mm	1494444	430 mm	510 mm		
1494432	380 mm	460 mm	1529445	430 mm	530 mm		
1528943	380 mm	480 mm	1487147	460 mm	410 mm		
1528944	380 mm	510 mm	1494447	460 mm	460 mm		
1529276	380 mm	530 mm	1529774	460 mm	480 mm		
1487145	410 mm	410 mm	1494449	460 mm	510 mm		
1494436	410 mm	430 mm	1529944	460 mm	530 mm		
1494437	410 mm	460 mm	1529948	480 mm	480 mm		
1494438	410 mm	480 mm	1529953	480 mm	510 mm		
			1529954	480 mm	530 mm		
INVACARE FLO-TECH SISTEMA MODULAR XTRA							
1487270	Inclui: 1 nivelador pélvico, 1 saco de fluido gel, 1 base rígida, 2 suportes de anca, 2 adutores, 1 abdutor standard, 1 abdutor alto, 2 cunhas laterais						475,00
ACESSÓRIOS PARA ALMOFADA SOLUTION Xtra - SISTEMA MODULAR							
1487164	Nivelador pélvico						44,00
1487166	Saco de fluido (gel)						47,00
1487165	Base rígida						45,00
1487161	Suporte de anca (unidade)						36,00
1487160	Adutor (unidade)						38,00
1487163	Abdutor standard						32,00
1487162	Abdutor alto						42,00
1487158	Cunhas de canto (par)						70,00
1487155	Cunhas laterais (un.)						35,00
1487157	Cunha frontal (unidade)						55,00
Invacare®Flo-tech®Solution							
FSB (TAM)	Código ISO 043303 - Almofada com base plana e capa com tecido impermeável, bi-elástico. Medidas em stock:						350,00
	LARGURA	PROFUND.		LARGURA	PROFUND.		
	380 mm	405 mm		380 mm	413 mm		
		380 mm		430 mm	430 mm		
PREÇO TOTAL							



FSB (TAM)

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.