

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de maio de 2019, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Bora®

Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração traseira com sistema de suspensão em mola helicoidal e baterias de gel 50Ah, super compacta, com diâmetro de viragem mínimo de 1600 mm (raio de viragem de 800 mm). Unidade de assento Modulite (standard ou telescópica) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm. Eletrónica LiNX Simply Smart, programável sem fios com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador. Motores de 230 W de capacidade, rodas traseiras de dimensão 12,5x2,25" e dianteiras de 9". Peso máximo de utilizador de 130kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
ASA0064	Bora LiNX Modelo Básico	3.800,00
ASZ0064	Bora LinX Modelo Especial	
1. Unidade de Assento MODULITE Standard		
ASA2110	Unidade de Assento MODULITE Standard - placa de assento rígida, largura de 430mm, ajustável de 440 a 480 mm através dos apoios de braços NC 1093, 1094, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 2179, 2192, 2193, 2194; 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 171, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	◆
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm		
ASA2132	410 mm NC 2196, 2197, 2198, (2181, 2191/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1607/1404/1405);	○
ASA2134	460 mm	◆
ASA2136	510 mm NC 2143	○
ALMOFADA DE ASSENTO		
ASA2141	Almofada standard, nylon preto, 50mm altura NC 2111, 2112, 2152, 2153, 2154	◆
ASA2142	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg)	95,00
ASA2143	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124	135,00
ASA2147	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura Standard (peso max. 136 kg); Heavy Duty (peso max. 227 kg) NC 2124+2132	399,00
ASA2144	Almofada Matrx Vi prof. Ass.460mm (tecido microfibra) NC (2124+2132)	390,00
TIPO DE ENCOSTO (NC 0977) ENCOSTO REMOVÍVEL DE SÉRIE SEM FERRAMENTAS		
ASA2161	Encosto altura 480mm, removível NC 2107, 2111, 2112, 2173, 0977, 2128	◆
ASA2171	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 2152, 2153, 2154, 1445, 144, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	◆
ASA2174	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1446, 1496, 2124	610,00
ASA2175	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1446, 1496, 2124	610,00
ASA2177	Encosto Matrx Elite TR, altura 500 mm [tecido Mesh] NC 1445, 1446, 1496, 2124,	530,00
ASA2178	Encosto Matrx Elite Deep Back, altura 500 mm [Tecido Mesh] NC 1445, 1446, 1496, 2124	580,00
2. Unidade de Assento MODULITE Telescópica (opção Encosto Flex3 ou Matrx)		
TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO		
ASA2111	Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e placa de assento rígida; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	495,00



matrx®
SEATING SERIES

Código	Descrição	P.R.P. €
ASA2112	Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e faixas reguláveis em tensão; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	495,00
LARGURA DE ASSENTO (regulável - 4 posições, selecionar predefinição de fábrica)		
ASA2121	380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ ASA2183) NC 2110, 2143, (1094+2128), 2701, 2703, 2705	○
ASA2122	430 mm NC 2701, 2703, 2705	◆
ASA2123	480 mm NC 2110, 2702, 2704, 2706	○
ASA2124	530 mm NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143 (2111/2112+2192/2194+2173), 2702, 2704, 2706	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm (selecionar predefinição de fábrica)		
ASA2132	410 mm NC 2196, 2197, 2198, (2181, 2191/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1607/1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
ASA2134	460 mm	◆
ASA2136	510 mm NC 2143	○
ALMOFADA DE ASSENTO		
ASA2142	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm) / Contour (100mm, até 152kg, para larg. 530mm)	◆
ASA2143	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124	135,00
ASA2147	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura Standard (peso max. 136 kg); Heavy Duty (peso max. 227 kg) NC 2124+2132	399,00
ASA2144	Almofada Matrx Vi prof. Ass.460mm (tecido microfibra) NC (2124+2132)	390,00
ASA2140	Sem almofada de assento	○
TUBOS DE ENCOSTO		
ASA2162	Altura 540 mm NC 2110	○
ASA2163	Altura 480 mm NC 2110, 2173	◆
PUNHOS PARA OS TUBOS DE ENCOSTO		
ASA2107	Tubos de encosto com punhos NC 2161	◆
TIPO DE ENCOSTO		
ASA2171	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 2152, 2153, 2154, 1496,1445, 1446, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	◆
ASA2179	Encosto Flex3 regulável em tensão (longo = 540 mm /curto = 480 mm) NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 1446, 1094, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	280,00
ASA2173	Encosto FLEX 3, ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada Laguna NC 2110, 2161, 2163, (2111/2112+2124+2192/2194), 2128	280,00
ASA2174	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1446, 2124	610,00
ASA2175	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1446, 2124	610,00
ASA2176	Encosto Matrx Elite Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1446, 2124	530,00
ASA2177	Encosto Matrx Elite TR, altura 500 mm [Tecido em Mesh] NC 1445, 1446, 2124, (2121+2192/2193/2194)	530,00
ASA2178	Encosto Matrx Elite Deep Back, altura 500 mm [tecido Mesh] NC 1445, 1446, 2124	530,00
ASA2170	Sem estofo de encosto - apenas os tubos NC 1445, 1446, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	○
Opções para a Unidade de Ass. Modulite		
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO E ENCOSTO (apenas para Modulite c/ Flex3)		
ASA2151	Nylon preto NC 2179	◆
ASA2152	Dartex preto NC 2141, 2171	○
ASA2153	Versão LK (tecido skai preto com costuras laranjas) NC 2141, 2171, 2179	○
ASA2154	Veludo preto NC 2141, 2171, 2179	○
APOIOS DE BRAÇO		
ASA2191	T-Arm, reguláveis em altura 290-360mm, profundidade e removíveis (par) NC (2132+2113)	◆
ASA2181	T-Arm, destacável (50mm mais alto) NC (2132+2113)	75,00
ASA2198	Ap Braço Almofada envolvente (par) NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	150,00
ASA2183	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de ass. 2,5cm cada lado) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	○
ASA2193	Apoios de braços rebatível NC 2110, 1445, 1446, 2179	195,00



2111



2112

2111
+ 2142
+ 21712111
+ 2142
+ 2173
+ 2153Vista
posterior
do Encosto
Flex 3 com
encosto
reclinável
elect.2111 +
2144 +
2175

2191



2198

Código	Descrição	P.R.P. €
ASA2192	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 230 - 300 mm) NC 2110, (2121+2177) 1445, 1446, (2111/2112+2124+2173), 2179	250,00
ASA2194	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 300 - 360 mm) NC 2110, (2121+2177) 1445, 1446, (2111/2112+2124+2173), 2179	250,00
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO		
ASA2195	Almofada standard, curta 325mm (par) NC 2198, (2132+1607/1404/1405)	◆
ASA2196	Almofada standard, longa 375mm (par) NC 2132, 2198	○
ASA2197	Almofada Ergonómica 397mm (par) NC 2132, 2198	125,00
SUPORTES DE ANCA ESQ. E DTO. (apenas p/ Ap braço ASA2193 e 2192/4)		
ASA2184	Suporte de Anca esq. 140x100mm NC 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	210,00
ASA2185	Suporte de Anca dto. 140x100mm NC 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	210,00
ASA2186	Suporte de Anca esq. 230x100mm NC 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	210,00
ASA2187	Suporte de Anca dto. 230x100mm NC 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	210,00
ASA2188	Suporte de Anca esq. 330x100mm NC 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	210,00
ASA2189	Suporte de Anca dto. 330x100mm NC 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	210,00
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA		
ASA2164	Montagem para ajuste em altura 155mm	○
ASA2165	Montagem para ajuste em altura 206mm	○
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA		
ASA1350	Apoio de pescoço regulável em profundidade NC 2229	180,00
ASA1432	Apoio de cabeça com abas laterais, ajustável NC 2229	195,00
ASA2323	ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 15 x 9 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NOVIDADE	320,00
ASA2324	ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NOVIDADE	320,00
ASA2322	ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 36 x 13 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NOVIDADE	325,00
ASA2326	ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 31 x 20 cm, capa standard e hardware ELAN incluído NOVIDADE	325,00
ASA2327	ELAN 4 PONTOS pontos para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26 x 26 cm, capa standard e hardware ELAN incluído	450,00
ASA1496	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido NC 2229	125,00
ASA1495	Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico) NC 2229	95,00
APOIOS LATERAIS DE TRONCO		
ASA1446	Apoios laterais de tronco (par) NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194, 2179	150,00
ASA1445	Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par) NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194, 2179	195,00
Regulações da Unidade de Assento Modulte Standard e Telescópica		
BASCULAÇÃO DE ASSENTO (ver tabela de medidas na última página)		
ASA1091	Basculação manual 0 - 12°	◆
ASA1092	Basculação eléctrica 0 - 20° NC 1438, 2202	570,00
ASA1093	Basculação eléctrica c/ compensação COG 0 - 30° (altura assento-chão com Modulte será 460mm) NC 1438, 2202	730,00
ASA1094	Elevação de assento (460-760mm) (peso max.130kg) c/ Basculação Elétrica c/ compensação COG 0°-30° NC 2110,1264, 1438, 2202, (2121+2128)	1.600,00
ADAPTADOR DE ASSENTO EM ELEVAÇÃO (apenas p/ 1091/92)		
ASA2139	Adaptador da altura assento-chão(+ 15 mm) Permite mover o COG do assento Modulte mais para trás NC 1093, 1094	○
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO		
ASA0975	Reclinação Manual 0°-30° ENCOSTO DESMONTÁVEL SEM FERRAMENTAS	◆



2184 - 89



1432



1427



Encosto Rebatível



0975

0977

Código	Descrição			P.R.P. €
ASA0977	Reclinação Eléctrica 0°-30°	ENCOSTO REBATÍVEL SEM FERRAMENTAS	NC 2161, 2201, 2202	525,00
Apoios de Pernas e Pés				
TIPO DE APOIO DE PERNAS (par)				
ASA0526	Standard 80°	NC 0504, 0522		◆
ASA0529	Apoio de pernas elevatório manual, tipo REA	NC 0504, 0522		250,00
ASA0503	Apoio de pernas Vari F			○
ASA0533	Apoio de pernas Vari A - elevatório manual	NC 0512		250,00
ASA0531	Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0°-80°	NC 0512, 0522		750,00
TIPO DE PATIM (par)				
ASA0512	Patins Fixos	NC 0533, 0531		◆
ASA0504	Patins reguláveis em ângulo	NC 0526, 0529		100,00
ASA0513	Patins reguláveis em ângulo e profundidade			150,00
ASA0522	Patim único regulável em ângulo	NC 0526, 0529, 0531, 1244		300,00
Tipo de comando e eletrónica LiNX				
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE				
ASA2203	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas	NC 1437 2231, 2232, 2229, 2125, 2270		◆
ASA2204	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de seleccionar em combinação c/ ASA1437)	NC 2231, 2232, 2229, 2125, 2270		○
ASA2205	Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/switch	NC 2220		790,00
ASA2206	Comando LiNX Rehab DLX- REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch Nota: Escolher hardware de montagem	NC 2220, 2270		1.300,00
ASA1207	Suporte standard dta	NC 1404		○
ASA1208	Suporte standard esq.	NC 1405		○
ASA1707	Rebatível dta.	NC 1404		◆
ASA1708	Rebatível esq.	NC 1405		○
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400				
ASA2270	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade		NOVIDADE	120,00
HARDWARE DE MONTAGEM PARA COMANDO LiNX REHAB DLX-REM500				
ASA2209	Multiajustável, rebatível à direita	NC (2251+2217), 1404, (2231/ 2232+2207/ 2213)		◆
ASA2210	Multiajustável, rebatível à esquerda	NC (2251+2218), 1405, (2231/ 2232+2208/ 2214)		○
ASA2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/ 2232+2207/ 2213)		600,00
ASA2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/ 2232+2208/ 2214)		600,00
COMANDO LiNX COLOCADO NA POSIÇÃO PARA ACOMPANHANTE + TIPO DE SUPORTE				
ASA2227	Comando LiNX selecionado instalado na posição de acompanhante à direita	NC 2219, 2220, 1287, 2128		120,00
ASA2228	Comando LiNX selecionado instalado na posição de acompanhante à esquerda	NC 2219, 2220, 1286, 2128		120,00
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE (fornecidos 2 comandos: utilizador + acompanhante)				
ASA2220	Comando duplo LiNX (DLX-REM050 como comando secundário)	NC 2205, 2206, 1221, 1222, (2227/ 2228+/ 2203/ 2204), 2128		740,00
ASA2219	Comando compacto na posição de acompanhante (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2227, 2228, (2227/ 2228+/ 2203/ 2204/ 2205), 2128		740,00
ASA1207	Suporte acompanhante montado à direita	NC (2229+1287)		○
ASA1208	Suporte acompanhante montado à esquerda	NC (2229+1286)		○
LiNX - COMANDOS ESPECIAIS E HARDWARES DE MONTAGEM				
Exige seleção de comando principal (DLX-REM400 ou DLX-REM500)				
ASA2231	Comando compacto proporcional DLX-CR400	NC , 2203, 2204		630,00
ASA2232	Comando compacto proporcional Joystick Baixa Força DLX-CR-400LF	NC , 2203, 2204		700,00



LiNX®



REM211




REM050



2219

2231
2232

Código	Descrição	P.R.P. €
ASA2207	Montagem à direita NC 1404, (1207/1707+2205); (2209/2213+2206), (2251+2217)	○
ASA2208	Montagem à esquerda NC 1405, (1208/1708+2205) (2210/2214+2206), (2251+2218)	○
ASA2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	600,00
ASA2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206), 2180	600,00
COMANDO MENTONIANO E HARDWARE DE MONTAGEM		
Exige seleção de comando principal (DLX-REM400 ou DLX-REM500)		
ASA2229	Comando mentoniano proporcional (ASL138) NC , 2203, 2204, 2128, 2110, 2171, 2179	2.100,00
ASA1289	Hardware rebatível manualmente instalado do lado dto (ASL628) (apenas em combinação com apoio de cabeça ELAN) NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495	○
ASA1288	Hardware rebatível manualmente instalado do lado esq (ASL628) (apenas em combinação com apoio de cabeça ELAN) NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495	○
ASA1287	Hardware rebatível eletricamente instalado do lado dto NC 2125, 2227, (2219+1207), 1404, 1415, 1312	1.100,00
ASA1286	Hardware rebatível eletricamente instalado do lado esq NC 2125, 2228, (2219+1208), 1405, 1339, 1363	1.100,00
LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES		
ASA2251	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch")	515,00
ASA2217	Suporte dto., montado para o utilizador (2231/2232+2207), 1415	60,00
ASA2218	Suporte esq., montado para o utilizador 1339	60,00
ASA2227	Suporte dto., montado para o acompanhante NC 2128, 1287	85,00
ASA2228	Suporte esq., montado para o acompanhante NC 2128, 1286	85,00
ASA2252	Cabo para entrada "jack" - modo condução e função	95,00
ACESSÓRIOS LINX		
ASA2253	Carregador 2 entradas USB Charger DLX- USB02-A NC 2110, (2132/2134+ 2191/ 2181/ 2192/ 2194+2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	180,00
ASA2207	Montagem à direita	○
ASA2208	Montagem à esquerda	○
CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON)		
Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500		
ASA1685	Vermelho	100,00
ASA1686	Amarelo	100,00
ASA1687	Verde	100,00
ASA1690	Azul	100,00
CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO)		
Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500		
ASA1711	Vermelho	110,00
ASA1712	Amarelo	110,00
ASA1713	Verde	110,00
ASA1714	Laranja	110,00
ASA1715	Azul	110,00
ASA1716	Preto	110,00
Manípulo de Joystick BODYPOINT NOVIDADE		
ASA2721	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	100,00
ASA2722	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	100,00



Código	Descrição	P.R.P. €
ASA2723	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	100,00
ASA2724	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	125,00
Opções da Unidade de Tracção/Condução		
COR CHASSIS (Nota: se não for indicada nenhuma opção, standard será ASA0228)		
ASA0228	Preto	ASA0252 Branco ártico
COR DAS CARENAGENS (Nota: se não for indicada nenhuma opção, standard será ASA0228)		
ASA0242	Azul pérola noite	ASA0224 Preto
ASA0243	Cinza metálico	ASA0204 Vermelho cereja transparente
ASA0222	Branco ártico	ASA0248 Verde
ASA0279	Amarelo sol	
COR DAS JANTES		
ASA0290	Branco	NC 0828
ASA0292	Cinza	
ASA0291	Preto	NC 0828
RODAS DIANTEIRAS		
ASA0835	9", pneumática, perfil preto, non-marking	
ASA0836	9", anti-furo (inj. Líquido), perfil preto, non-marking	
ASA0828	8", maça, perfil preto, non-marking	
RODAS TRASEIRAS		
ASA0714	12.5 X 2.25 pneumáticas, preto, non-marking	
ASA0715	12.5 X 2.25 maciças, anti-furo, perfil preto, non-marking	
Opções De Performance		
SUSPENSÃO TRASEIRA		
ASA1264	Amortecedores Standard	NC 1093, 1094
ASA1265	Amortecedores duros	
TIPO DE MOTOR		
ASA1282	Motor 6km/h	
ASA1283	Motor 10km/h	NC 0807, (2201+2220)
TIPO DE BATERIAS		
ASA1257	50 Ah gel	
Acessórios De Performance		
G-TRAC		
ASA1215	Módulo G-Trac ¹ - Controlo, Tracção e Segurança!	625,00
CARREGADOR DE BATERIAS		
ASA1343	Carregador opticharge 8A (200-250V)	
ASA1389	Carregador opticharge 10A	350,00
Opções de Segurança		
ANTI-VOLTEIO		
ASA1205	Rodas Anti-Volteio	
KIT DE LUZES		
ASA1254	Sem Kit de Luzes	
ASA1437	Kit de Luzes LED com intermitentes (Obrigatório seleccionar ASA1417)	NC 2201, 2202, 2203, 2221
Acessórios De Segurança		
TREPA-PASSEIOS		
ASA1244	Trepa-passeios	180,00
KIT DE TRANSPORTE		
ASA1493	4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	
ASA1494	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça - ver opções abaixo) NC 2128	
APOIO DE CABEÇA P/ TRANSPORTE EM VEÍCULOS		
	Modelo Invacare, seleccionado de acordo c/ a unidade de assento escolhida	
ASA1495	Outro apoio de cabeça, fornecido independentemente deste pedido/ cadeira)	
CINTO PÉLVICO BODYPOINT		
ASA2701	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)	NC , 2121, 2122, 2132, 1329
ASA2702	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)	NC , 2123, 2124, 2132, 1329
ASA2703	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)	NC , 2121, 2122, 2132, 1329



Preto



Azul pérola noite



Vermelho pérola noite



Cinza metálico



Branco ártico



Verde



Amarelo sol



1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button

Código	Descrição			P.R.P. €
ASA2704	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Buttom, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)		NC , 2123, 2124, 2132, 1329	110,00
ASA2705	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)		NC , 2121, 2122, 2132, 1329	90,00
ASA2706	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)		NC , 2123, 2124, 2132, 1329	90,00
ESPELHO RETROVISOR				
ASA1415	Retrovisor direito			60,00
ASA1339	Retrovisor esquerdo			60,00
BLOQUEIO DE RODA/ TRAVÃO DE PARQUE				
ASA1206	Travão de roda/ Travão de Parque			◆
Acessórios				
GANCHOS PARA SUPORTE MOCHILA				
ASA2128	Ganchos para Mochila (apenas no Modulite telescópico)	NC 1494, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, (2121+1094)		100,00
SUPORTE DE BAGAGEM				
ASA1438	Suporte de bagagem		NC 1092,1093, 1094	250,00
SUPORTE PARA CANADIANAS (em combinação com comando de acompanhante,montagem terá de ser do lado oposto)				
ASA1312	Suporte à direita NC 1287		ASA1363 Suporte à esquerda NC 1286	60,00
GUARDA-LAMAS (sempre na cor preto)				
ASA1417	Guarda-lamas para rodas traseiras (obrigatório para opção ASA1437)			90,00
MESA/TABULEIRO				
ASA1404	Rebatível à direita		NC (1601 + 1207/1707), 2213, 2214, 2207, 2209,1287	250,00
ASA1405	Rebatível à esquerda		NC (1801 + 1208/1708), 2213, 2214, 2208, 2210, 1286	250,00
KIT DE FERRAMENTAS				
ASA1333	Kit de ferramentas			◆
FABRICO ESPECIAL				
ESPECIAL - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: suporte de comando; adaptação de comando especial; cor de chassis de acordo com RAL (necessário orçamento específico).				
ASZ1300	Especial			
PREÇO TOTAL				



2128

TABELA DE MEDIDAS ALTURA PLACA DE ASSENTO-CHÃO

		Altura assento Chão (mm)		
		ASA2110	ASA2111	ASA2112
Tipo de Regulação de Assento		Ass. Standard	Ass. Teles. Placa Rígida	Ass. Teles. Faixas Tens.
ASA1091	Basculação manual 0-20°	450	450	480
ASA1092	Basculação eléctrica 0-20°	450	450	480
ASA1093	Basc. Elec. c/ COG 0-30°	NC	450	480
ASA1094	Elevação c/ Basculação Elec.	NC	450	480