



Confidence in posture solutions

Clematis®



Uma cadeira de rodas fiável e confortável



Na Invacare compreendemos que todas as pessoas são diferentes e que demonstram necessidades específicas no que diz respeito à personalização de uma cadeira de rodas. Máxima adaptabilidade da cadeira, ótimo suporte postural e basculação de assento são essenciais para os utilizadores. A **Rea Clematis** preenche todas estas necessidades. As suas múltiplas regulações, design, e fiabilidade são conhecidas e reconhecidas.

Basculação com Transferência de Peso

Equipada com basculação de assento, a **Rea Clematis** providencia ao utilizador diversas posições de conforto. Quando o assento bascula, as áreas de pressão alternam entre a base de assento e o encosto, ajudando a prevenir úlceras de pressão..

Estabilidade com compensação do comprimento do corpo

A **Rea Clematis** vem equipada com um encosto regulável em ângulo que permite aumentar o ângulo da articulação da anca para maior conforto. Os pontos de pivot do encosto e dos apoios de pernas permitem alternar posições com máximo conforto para o utilizador, minimizando as forças de fricção e compressão e favorecendo uma postura adequada.

Características e opções



Profundidade de assento regulável

A profundidade de assento é regulável fazendo deslizar a placa de assento.

Encosto regulável em altura

de 600 a 710 mm.

Punhos reguláveis em altura
de 1060 a 1160 mm (até ao solo).

Versão Trânsito - roda pequena

Poderá optar pela **Rea Clematis** com roda pequena 12" maciça.

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Largura do assento	Profundidade do assento	Altura do assento	Altura do encosto	Altura do apoio de braços	Comprimento dos apoios de pernas	Basculação	Largura total
Rea Clematis	390/440/490 mm	420 - 480 mm	400 - 450 mm	600 - 710 mm	230 - 340 mm	330 - 500 mm	-1° à + 19°	Largura de assento + 260 mm
	Altura total	Comprimento total incluindo o apoio de pernas	Ângulo do encosto	Peso max. utilizador	Peso da parte mais pesada	Peso total	Dimensões para transporte ²	
Rea Clematis	960 -1120 mm	1120 -1480 mm	-1° à + 30°	125 kg	20,5/21/21,5 kg ¹	30/32/33,5 kg		

1. Peso sem apoio de pescoço, sem apoios de braços, sem almofada de assento, sem ap. pernas, sem ap. lat tronco, sem rodas traseiras

2. Largura 390 (h 595 x L 840 X 585 mm)

Largura 440 (h 595 x L 840 X 635 mm)

Largura 490 (h 595 x L 840 X 685 mm)

Cor do chassi

Cinza



Tela de assento

Dartex Preto

